


Fit Testing





PortAccount

Descripción:

- Equipo para pruebas de ajuste "Fit Testing", método cualitativo para medir el ajuste de respiradores del mercado, fácil de usar, programable y a prueba de cualquier operario.
- Junto con el software FitPro Fit Test se logra seguir paso a paso una prueba de ajuste creando bases de datos y registros para modelos de respiradores y personal sometido a las pruebas.
- Este respirador compara el número de partículas en el interior del respirador con el ambiente externo y por medio de un factor de ajuste en un serie de pruebas determina cualitativamente si el respirador se ajusta al rostro de la persona evaluada.
- Pruebas precargadas para la prueba, Creación y registro de bases de datos, Exportación de datos a Excel, Impresión de reportes personalizados, Sirve para cualquier respirador del mercado, Conexión USB a PC puertos USB para registro de datos en memoria extraíble, Pantalla touchscreen a color de fácil manejo, Uso de alcohol Isopropílico, Compatible con distintas normas y protocolos incluyendo N-95.



8026

Descripción:

- Generador de partículas para pruebas de ajuste en ambientes limpios donde no se puede realizar la comparación entre en ambiente interno del respirador y el ambiente externo.

- Genera un aerosol no toxico de NaCl, Portátil y de rápida operación, Adapta el ambiente para cumplir con los niveles minios para poder realizar un fit test.
Read **861** times



Parroquia Altagracia. Ibarra a Maturín Norte 1, #18,
Edf. Hermanos Maman. Local 1. Caracas.
Teléfonos: 0212-5618842 / 8852 / 5643015
rbermudez.labcal@gmail.com